



Технології приймальних  
гільз. Верхні кінцівки.





# Технології приймальних гільз. Верхні кінцівки.

Підвищений рівень комфорту. Підвіска протеза.

Технології виготовлення гільз Ottobock гарантують, що ця індивідуальна частина протеза може бути виготовлена на замовлення відповідно до потреб пацієнта. Від окремих компонентів до комплексних індивідуальних систем. Ми пропонуємо широкий асортимент, який дозволяє створити відповідне рішення для кожного.

Далі ви знайдете інформацію про:

- Лайнери
- Компоненти приймальної гільзи та допоміжні засоби для надягання
- Підвіски



Інформаційний матеріал

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| 647G1642=ALL_INT | Інструкція з використання   14Y1, 14Y5 Skeo Up |
|------------------|------------------------------------------------|

## 14Y5 Skeo Up

Міцний лайнер у новому дизайні, призначений для приймальної гільзи довжиною до 100 мм у ділянці плеча або передпліччя. Спеціальне зовнішнє покриття полегшує надягання та знімання. Завдяки шорсткій внутрішній поверхні він забезпечує високий рівень комфорту під час носіння.

| Технічні дані  |         |              |              |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| Номер артикулу | Довжина | Окружність 1 | Окружність 2 |
| 14Y5=110       | 209 мм  | 110 мм       | 150 мм       |
| 14Y5=140       | 209 мм  | 140 мм       | 160 мм       |
| 14Y5=160       | 209 мм  | 160 мм       | 205 мм       |
| 14Y5=180       | 209 мм  | 205 мм       | 220 мм       |
| 14Y5=200       | 220 мм  | 200 мм       | 220 мм       |
| 14Y5=220       | 220 мм  |              | 240 мм       |

- Для правильного вибору розміру виміряйте окружність кукси на 3 см проксимальніше (вище) від її кінця. Відніміть 1-2 см від виміряної окружності залежно від стану м'яких тканин.



Інформаційний матеріал

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| 647G772=ALL_INT | Інструкція з використання   14Y3 IntoLiner Acclimate |
|-----------------|------------------------------------------------------|

## 14Y3 IntoLiner Acclimate

IntoLiner Acclimate разом із виготовленою на замовлення рамною приймальною гільзою формує з'єднання між куксою та протезом руки. Він підвищує комфорт протеза верхньої кінцівки завдяки своїм повітропроникним властивостям та здатності до вирівнювання температури.

| Технічні дані  |         |              |              |
|----------------|---------|--------------|--------------|
| Номер артикулу | Довжина | Окружність 1 | Окружність 2 |
| 14Y3=140       | 290 мм  | 140 мм       | 160 мм       |
| 14Y3=160       | 290 мм  | 160 мм       | 205 мм       |
| 14Y3=180       | 290 мм  | 205 мм       | 200 мм       |
| 14Y3=200       | 290 мм  | 200 мм       | 220 мм       |
| 14Y3=220       | 290 мм  | 220 мм       | 240 мм       |

- Для правильного вибору розміру виміряйте окружність кукси на 3 см проксимальніше (вище) від її кінця. Відніміть 1-2 см від виміряної окружності залежно від стану м'яких тканин.

# Акcesуари/запасні компоненти для 14Y5, 14Y3



## 640F18 Спрей для надягання

Спрей для надягання лайнерів Ottobock Skeo та протезних рукавичок (силіконових, ПВХ) необхідний для полегшення процесу надягання та знімання лайнера або протезної рукавички.

| Технічні дані  |                               |        |
|----------------|-------------------------------|--------|
| Номер артикулу | Для                           | Об'єм  |
| 640F18         | Протезні рукавички та лайнери | 90 мл  |
| 640F18=900     | Протезні рукавички та лайнери | 900 мл |



## 453H10 Derma Clean

Це спеціальний очищувальний лосьйон для шкіри, що піддається інтенсивним навантаженням. рН-нейтральний лосьйон з антибактеріальною формулою не містить лугів та фосфатів. Derma Clean також підходить для чищення протезів, ортезів або лайнерів.

| Технічні дані  |                    |                   |        |
|----------------|--------------------|-------------------|--------|
| Номер артикулу | Одиниця замовлення | Упаковка          | Об'єм  |
| 453H10-N       | Пляшка             | Упаковка з 6 штук | 300 мл |
| 453H10=1-N     | Пляшка             | 1 штука           | 300 мл |

Інформаційний матеріал

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 646D396=GB | Інформація про продукт – Derma skin care series |
|------------|-------------------------------------------------|



## 453H14 Derma Repair

Derma Repair забезпечує спеціальний базовий догляд за шкірою з пантенолом і вітаміном Е для регенерації шкіри, що піддається інтенсивним навантаженням. Він заспокоює подразнену шкіру та робить її помітно м'якшою та еластичнішою. Використання Derma Repair також сприяє кровообігу шкіри та росту клітин.

**Технічні дані**

| Номер артикулу | Одиниця замовлення | Упаковка          | Об'єм  |
|----------------|--------------------|-------------------|--------|
| 453H14         | Пляшка             | Упаковка з 6 штук | 200 мл |
| 453H14=1       | Пляшка             | 1 штука           | 200 мл |

**Інформаційний матеріал**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 646D396=GB | Інформація про продукт – Derma skin care series |
|------------|-------------------------------------------------|



## 453H12 Derma Prevent

Derma Prevent забезпечує спеціальний захист для шкіри, що піддається інтенсивним навантаженням. Лосьйон запобігає натиранню, захищає шкіру та зберігає її м'якою та еластичною. Він також перешкоджає контакту з зовнішніми алергенами та зменшує потовиділення і утворення запаху.

**Технічні дані**

| Номер артикулу | Одиниця замовлення | Упаковка          | Об'єм  |
|----------------|--------------------|-------------------|--------|
| 453H12         | Пляшка             | Упаковка з 6 штук | 100 мл |
| 453H12=1       | Пляшка             | 1 штука           | 100 мл |

**Інформаційний матеріал**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 646D396=GB | Інформація про продукт – Derma skin care series |
|------------|-------------------------------------------------|





## 14A111 Комплект ламінувальних макетів

Комплект ламінувальних макетів для вирівнювання протеза з силіконовим лайнером ArmLiner від Ottobock. Комплект складається з одного циліндричного штифта з різьбою та одного без неї, а також фасонного ламінувального макета для ламінувального кільця.

Технічні дані

| Номер артикулу |
|----------------|
| 14A111         |



## 14A1 Комплект замка

Комплект замка для фіксації силіконового лайнера ArmLiner 14Y5 від Ottobock у протезній гільзі.

Технічні дані

| Номер артикулу | Довжина |
|----------------|---------|
| 14A1           | 10.5 мм |



## 14A110 Замок із розблокувальним штифтом

Замок із розблокувальним штифтом слугує запасним компонентом для 14A1.

Технічні дані

| Номер артикулу | Запасна частина для | Довжина |
|----------------|---------------------|---------|
| 14A110         | 14A1                | 9 мм    |



## 14A107 Штифт

Штифт доступний у різних довжинах.

Технічні дані

| Номер артикулу | Довжина |
|----------------|---------|
| 14A107         | 23 мм   |
| 14A107=1       | 28 мм   |
| 14A107=2       | 33 мм   |



## 99B83 Ламінувальні макети трубок

Ламінувальні макети трубок використовуються для виготовлення вакуум-формованих внутрішніх приймальних гільз.

### Технічні дані

| Номер артикулу | Діаметр |
|----------------|---------|
| 99B83=16       | 16 мм   |
| 99B83=21       | 21 мм   |



## 99B13 З'єднувальна трубка з ПВХ

З'єднувальна трубка з ПВХ слугує з'єднувальним каналом між внутрішньою та зовнішньою приймальними гільзами.

### Технічні дані

| Номер артикулу | Діаметр | Колір       |
|----------------|---------|-------------|
| 99B13=16       | 16 мм   | Колір шкіри |
| 99B13=16-7     | 16 мм   | Чорний      |
| 99B13=21       | 21 мм   | Колір шкіри |
| 99B13=21-7     | 21 мм   | Чорний      |



## 12V10 Клапан трубки для вакуумної приймальної гільзи

У поєднанні з електродом (арт. № 13E202) клапан трубки створює герметичне ущільнення приймальної гільзи. З'єднувальна трубка з ПВХ (арт. № 99B13) вже входить у комплектацію.

### Технічні дані

| Номер артикулу |
|----------------|
| 12V10          |



## 453A1 Derma Protection ArmComfort

Derma Protection ArmComfort робить перехід від приймальної гільзи передпліччя до плеча візуально привабливішим та забезпечує додаткову підтримку протеза. Спеціальне полімерне гелеве покриття, висока еластичність та анатомічна форма підвищують рівень комфорту для користувача.

### Технічні дані

| Номер артикулу | Для     | Загальна довжина |
|----------------|---------|------------------|
| 453A1          | Дорослі | 245 мм           |
| 453A1=1        | Діти    | 160 мм           |

### Інформаційний матеріал

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 647H1658=ALL_INT | Інструкція з використання (для користувача)   Derma Protection Arm-Comfort |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|



Інформаційний матеріал

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 646D536=EN | OC1560 Інформація про виріб:<br>допоміжний засіб для надягання<br>EasyFit Arm |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

# OC1560 Допоміжний засіб для надягання EasyFit Arm

Засіб для надягання EasyFit Arm заощаджує час і зусилля під час надягання протеза руки з клапанним отвором.

Технічні дані

| Номер артикулу | Розмір | Проксимальний обхват кукси | Дистальний обхват кукси | Довжина кукси | Колір   | Колір шва       |
|----------------|--------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------|
| OC1560=KIDS    | KIDS   | 29 см                      | 15 см                   | 21 см         | Зелений | Різнокольоровий |
| OC1560=TR      | TR     | 42 см                      | 22 см                   | 25 см         | Зелений | Помаранчевий    |
| OC1560=TH      | TH     | 47 см                      | 28 см                   | 34 см         | Зелений | Темно-зелений   |





Інформаційний матеріал

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 647G1279=ALL_INT   | Інструкція з використання (для фахівців)   21A47=*                  |
| 646D1544=EN_MASTER | Короткий огляд продукту   М'яка плечова підвіска (трансгумеральний) |

## 21A47 М'яка підвіска для трансгумеральної ампутації

М'яка підвіска для трансгумеральної ампутації призначена для протезів плеча з міоелектричними або пасивними ліктьовими суглобами. Комфортна м'яка підвіска складається з петлі та муфти й може бути повністю знята. Користувачі можуть самостійно надягати та знімати її однією рукою.


Основні характеристики

- Текстильна підвіска
- Для пасивних або міоелектричних ліктьових суглобів
- Можна надягати та знімати однією рукою
- Матеріал вибирає піт
- Можна прати
- М'який матеріал у ділянці пахв вирівнює тиск
- Фізіологічний помах руки завдяки маршрутизації ременів на спині
- Привабливий дизайн
- Користувач може самостійно вносити невеликі коригування та затягувати або послаблювати підвіску у певних ситуаціях
- Доступний у трьох розмірах як для правої, так і для лівої руки

Технічні дані

| Номер артикулу | Сторона   | Розмір | Колір   |
|----------------|-----------|--------|---------|
| 21A47=L-L-1    | Ліва (L)  | L      | 1 Сірий |
| 21A47=L-M-1    | Ліва (L)  | M      | 1 Сірий |
| 21A47=L-S-1    | Ліва (L)  | S      | 1 Сірий |
| 21A47=R-L-1    | Право (R) | L      | 1 Сірий |
| 21A47=R-M-1    | Право (R) | M      | 1 Сірий |
| 21A47=R-S-1    | Право (R) | S      | 1 Сірий |

• Плечовий ремінь (арт. № 21A48) також можна замовити окремо.



Інформаційний матеріал

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 647G1674=ALL_INT | Інструкція з використання   21A35, 21A36 |
|------------------|------------------------------------------|

## 21A35 Плечова підвіска трьохпетльова

Плечова підвіска потрібного контролю використовується для фіксації приймальної гільзи та управління протезами з тяговим керуванням. Сумісний з протезами для правої та лівої сторін.

Технічні дані

| Номер артикулу | Конструкція тягового троса |
|----------------|----------------------------|
| 21A35=1        | Перлоновий трос            |



Інформаційний матеріал

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 647G1674=ALL_INT | Інструкція з використання   21A35, 21A36 |
|------------------|------------------------------------------|

## 21A36 Підвіска для передпліччя

Підвіска для передпліччя призначена для фіксації приймальної гільзи та керування тяговими протезами. Сумісна з протезами для правої та лівої сторін.

Основні характеристики

- Слугує для фіксації протезної гільзи
- Управління протезами з тяговим керуванням
- З інтегрованим перлоновим тросом (арт. № 21A36=1) або сталевим тросом із пластиковим покриттям (арт. № 21A36=2).
- Підходить для протезів на праву та ліву сторони

Технічні дані

| Номер артикулу | Конструкція тягового троса |
|----------------|----------------------------|
| 21A36=1        | Перлоновий трос            |

